


Bozal reforzado de impacto para Mastín Italiano «Agitación»



Bozal de impacto, bien ventilado y funcional, hecho de cuero y acolchado con fieltro suave.

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio base con impuestos 54,71 €

Precio de venta 54,71 €

Descuento


[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ForDogTrainers](#)

Descripción

Bozal reforzado de impacto para Mastín Italiano «Agitación» se adapta perfectamente al tamaño de su perro, mediante las tiras ajustables de cuero. Este bozal Mastín Italiano combina todas las características necesarias que debería tener un buen bozal de impacto: alta calidad, durabilidad, larga vida útil. El bozal Mastín Italiano está reforzado, tiene una placa de metal revestida de cuero que protege al can en el momento de impacto. El bozal reforzado de impacto es cerrado, no permite al perro morder a alguien, pero al mismo tiempo, está muy bien ventilado. El material natural siempre es más preferible que el artificial. Es por ello que nuestro bozal Mastín Italiano está hecho de cuero grueso genuino. Nuestros artesanos no sólo cosieron con hilo armado, sino también remacharon las partes de este bozal reforzado de impacto una a la otra, lo que le da más seguridad y resistencia. El bozal reforzado está equipado con dos tiras que se ajustan cómodamente y no se estiran. Las tiras también se fijan en el bozal de impacto reforzado con remaches de acero cromado. Este bozal reforzado de impacto se adapta fácilmente al tamaño exacto del perro Mastín Italiano. El bozal reforzado de impacto está forrado con fieltro suave y grueso, lo que le asegura más comodidad y seguridad a su perro. El acolchado suave está cosido al bozal Mastín Italiano, por eso su can no sufrirá de frotaciones de su morro cuando corre o hace ejercicios en el entrenamiento. El diseño especial de nuestro bozal reforzado de impacto proporciona a su Mastín Italiano una mejor ventilación dentro de este bozal. Si el bozal Mastín Italiano es del tamaño correcto y está correctamente colocado, es muy poco probable que su perro se lo quite por sí mismo. Por esto le recomendamos ver la Guía de medidas donde se explica cómo se debe medir a un perro. Ordene el bozal Mastín Italiano y deje a su perro disfrutar de su seguridad y comodidad inigualables.

Tenga en cuenta que la hebilla de liberación rápida no está diseñada para grandes cargas. Si usted está adiestrando perros de trabajo, no le recomendamos colocar la hebilla rápida.

<p>Material: <i>cuero</i></p> <p>Color: <i>negro</i></p> <p>Completado: <i>sin hebilla de cierre rápido, con hebilla de cierre rápido</i></p>  <p><i>La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click para poner o quitar el bozal rápidamente</i></p> <p>Fornitura: <i>acero cromado</i></p> <p><i>Bozal elaborado para perros de raza Cane Corso y perros similares.</i></p>	<p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>bozal reforzado de impacto Mastín Italiano está hecho de materiales inocuos</i> • <i>bozal Mastín Italiano está reforzado en sus partes laterales</i> • <i>bozal Mastín Italiano está acolchado</i> • <i>bozal de impacto reforzado está ajustable</i> • <i>bozal reforzado de impacto asegura un buen flujo de aire</i> <p>Recomendaciones de uso:</p> <p><i>Bozal reforzado de impacto «Agitación» hecho de cuero genuino se utiliza en los paseos con perros de razas grandes como Mastín Italiano. Es muy recomendado su uso en el entrenamiento de ataque con bozal de impacto, durante el ataque, trabajo de servicio de perros policía y militares. Es perfectamente adecuado en las visitas a la clínica veterinaria y paseos diarios de perros Mastín Italiano.</i></p> <p>Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida. Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características de su perro, elegimos la talla más apropiada del bozal, de acuerdo a los datos facilitados. Así, posiblemente le enviaremos la talla que mejor se adapte a su perro, según nuestro criterio, y no la que Usted eligió. Si está seguro de que la talla elegida es la correcta, por favor, hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.</p>
---	--

Siga el [esquema](#) para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal	?3
Longitud de hocico	10 cm
Circunferencia de hocico	37 cm
Longitud de frente	-

Circunferencia de cuello	60-80 cm
Ancho de hocico	9.5 cm
Altura de hocico	13 cm

Opinión de compradores

Gracias por las recomendaciones! Este bozal de impacto le quedó justo a mi mastín italiano Luck. Juan Carlos

Hace tiempo estaba buscando un bozal así, reforzado pero ligero y cómodo. Ángel

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.